# 饲料中维生素 B2 的含量测定

裴波

(安徽皖仪科技股份有限公司,安徽 合肥 230088)

**摘要:** 试样中维生素  $B_2$  经酸性提取液在  $80^{\circ}$ C~ $100^{\circ}$ C水浴煮沸提取后,经过滤离心后的试样溶液注入高效液相色谱仪系统中进行分离,用紫外检测器检测。外标法计算维生素  $B_2$  的含量。

关键词:饲料;维生素 B2

# 1 实验目的

- 1.1 重现国标中关于维生素 B2 的检测方案
- 1.2 根据具体情况对国标方法做出适当调整,以满足实验需求。
- 2 实验材料、试剂耗材及仪器设备
- 2.1 实验材料:维生素预混合饲料(1#多维)
- 2.2 实验耗材: 除特殊说明外,以下所用试剂均为分析纯,水为超纯水。
- 2.2.1 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA), 优级纯。
- 2.2.2 庚烷磺酸钠 (PICB7), 优级纯。
- 2.2.3 冰乙酸, 优级纯。
- 2.2.4 三乙胺, 色谱纯。
- 2.2.5 甲醇, 色谱纯。
- 2.2.6 提取液:在已装入约 700mL 去离子水的 1000mL 容量瓶中,加入 50mgEDTA 待全部溶解后,加入 25mL 冰乙酸、5mL 三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。
- 2.2.7 流动相:在已装入约 700mL 取离子水的 1000mL 容量瓶中,加入 50mgEDTA、1.1g 庚烷磺酸钠,待全部溶解后加入 25mL 冰乙酸和 5mL 三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。

用冰乙酸、三乙胺调节该溶液 pH 至 3.40,用 0.45μm 滤膜过滤。取该溶液 860mL 与 140mL 甲醇混合,超声脱气,待用。

- 2.2.8 维生素 B2 标准溶液
- 2.2.8.1 维生素 B2 标准贮备液: 称取 0.0050g 维生素 B2 (购自百灵威化学) 标准品于 100mL 棕色容量瓶中,加入 1mL 冰乙酸。 $80^{\circ}$ C~ $100^{\circ}$ C煮沸 30 分钟,待冷却至室温后,用去离子

水定容至刻度。此溶液浓度为 50μ g/mL, 4℃避光保存 6 个月。

2.2.8.2 维生素 B2 标准工作液: 准确吸取 5.0mL 维生素 B2 标准贮备液于 50mL 棕色容量瓶中,用流动相定容至刻度。此标准工作液的浓度为 5μg/mL。

#### 2.3 仪器设备

- 2.3.1 实验室常用玻璃器皿。
- 2.3.2 电子 pH 计。
- 2.3.3 超声波清洗器。
- 2.3.4 流动相过滤装置。
- 2.3.5 恒温水浴锅,0℃~100℃。
- 2.3.6 针头过滤器, 0.45μm 或 0.22μm。
- 2.3.7 LC3000 增强型高效液相色谱仪(紫外检测器)
- 2.3.8 安捷伦高效液相色谱柱 TC-C18 (2), 4.6mm×250mm, 5μm

# 3 实验方法及步骤

3.1 色谱条件: 以下实验如无特殊说明,一律采用此方法。

色谱柱:安捷伦 TC-C18(2), 4.6mm×250mm, 5μm。

流动相: 如 3.2.7。

流速: 1.7mL/min。

柱温: 28°C。

进样体积: 20µL (满环进样)。

检测波长: 267nm。

- 3.2 维生素 B2 主峰信息确定
- 3.2.1 向设置好参数的高效液相色谱仪上分别注入  $20\mu$ L 标样空白和  $20\mu$ L 维生素  $B_2$  标准工作液,记录色谱图如下:





图 1 VB2 标准工作液与空白溶液色谱图对照

3.2.2 如图 1 所示,在 17.745min 处只有标准品出峰,而空白溶液在此处没有明显的峰,所以我们可以认为此峰即为维生素  $B_2$  的峰。前面的大峰在工作液和空白中都有,且位置位于色谱柱的死体积内,可认为是溶剂峰。

## 3.3 系统重复性实验

- 3.3.1 选择维生素 B2标准工作液进样,连续进样 4 针,考察系统重复性。
- 3.3.2 实验谱图及数据如下。



组份	文件名	峰面积	保留时间	峰高	半高峰宽
VB <sub>2</sub>	5ppm-VB <sub>2</sub> 标样-20μL-2	259195	17.694	9953	24.452
VB <sub>2</sub>	5ppm-VB <sub>2</sub> 标样-20μL-3	259103	17.692	9996	24.339
VB <sub>2</sub>	5ppm-VB <sub>2</sub> 标样-20μL-4	256510	17.693	9874	24.393
VB <sub>2</sub>	5ppm-VB <sub>2</sub> 标样-20μL-5	256370	17.682	9839	24.466
	最大值	259195	17.694	9996	24.466
	最小值	256370	17.682	9839	24.339
	平均值	257794.5	17.69	9915.5	24.413
	误差	1565.5	0.006	71.8	0.058
	RSD	0.61%	0.03%	0.72%	0.24%

图 2 测试维生素 B2 系统重复性报告

3.3.3 如图 2 数据可以得到,保留时间重复性为 0.03%,峰面积重复性为 0.61%,符合系统的测试要求。

### 3.4 检测限

- 3.4.1 测试溶液配制:标准吸取 2.5mL 维生素  $B_2$ 标准工作溶液于 50mL 棕色容量瓶中,用流动相稀释至 50mL,制成  $0.25\mu g/mL$  的测试溶液。
- 3.4.2 连续进测试溶液 3 针,色谱图及数据如下图所示。




图 3 检测限谱图

3.4.3 如图 3 所示,主峰两侧的噪声为 0.084 mV,主峰峰高为 0.451 mV,故检测限为:  $(0.084 mV \times 2 \times 0.25 \mu g/mL) / 0.451 mV = 0.0898 \mu g/mL$ 

#### 3.5 线性范围测定

3.5.1 按照 3.2.8.2 的方法配制浓度分别为 1μg/mL、2μg/mL、5μg/mL、10μg/mL 和 15μg/mL 的五个梯度浓度标准工作液,注入高效液相色谱仪中分析,谱图及数据记录如下。




图 4 五种不同浓度的标准溶液谱图叠加

浓度(µg/mL)	1	2	5	10	15
峰面积(μV·S)	41495	94786	224283	449386	708361

表 1 不同浓度的标准溶液与峰面积的对应关系

3.5.2 根据以上数据,按照浓度与峰面积的对应关系,做出标准工作曲线,如图 5 所示。




图 5 不同浓度 VB2 标准工作曲线

该工作曲线的线性方程为 y=47018.3x-6658.3, 线性回归系数为=0.999393。线性范围良好,在此范围内可对样品中  $VB_2$  的含量做出较为准确的定量。

### 3.6 加标回收率的测定

- 3.6.1 加标试样的制备方法
- 3.6.1.1 取 4 只 100mL 棕色容量瓶分别编号为 0、1、2、和 3。分别称取 0.25g1#多维饲料于各容量瓶中。
- 3.6.1.2 称取 0.005g、0.01g 和 0.015g 维生素 B2 标准品分别置于 1、2 和 3 号容量瓶中。 向各容量瓶中加入 2/3 体积的提取液,于 80℃~100℃水浴中煮沸 30 分钟。
- 3.6.1.3 冷却至室温后,加入14mL 甲醇,用提取液定容至刻度,混匀。
- 3.6.1.4 用 0.45μ m 滤膜过滤后, 提取液稀释 20 倍, 待测。
- 3.6.2 外标法计算每组样品中维生素 B2 的含量。
- 3.6.3 回收率数据及结果如下表。

组别	原样浓度	标准加入浓度	实测标样浓度	回收率
0			- ////->	
1	2.001/I	2.5μg/mL	2.366µg/mL	94.64%
2	3.981µg/mL	5.0μg/mL	4.856μg/mL	97.12%
3		7.5µg/mL	7.042µg/mL	93.89%

表 2 不同标准加入量所得回收率

#### 3.7 维生素预混饲料中维生素 B2 的含量测定

- 3.7.1 试样制备
- 3.7.1.1 称取 0.25g 维生素预混饲料, 置于 100mL 棕色容量瓶中。
- 3.7.1.2 加入 2/3 体积的提取液, 于 80℃~100℃水浴中煮沸 30 分钟。
- 3.7.1.3 冷却至室温后,加入 14mL 甲醇,用提取液定容至刻度,混匀,过滤。
- 3.7.1.4 用 0.45μ m 滤膜过滤后, 提取液稀释 20 倍, 待测。
- 3.7.2 分别向高效液相色谱仪中注入 20μ L 维生素 B2 标准工作液和试样 (4.7.1), 记录色谱和数据,外标法定量。实验谱图如下:




图 6 VB2标准品与 1#多维样品谱图对比

3.7.3 外标法计算饲料中维生素 B2 的含量为: 31848μg/g。

## 4 实验结论

本实验旨在重现国标中关于测定饲料中维生素  $B_2$ 含量的方案,但在实验过程做出了一些改动(如上所述),使其更适用于实际问题的分析。经过改进后的方法定重复性为 0.61%,定性重复性为 0.03%; 检测限为  $0.0898\mu g/mL$ ; 在  $1\mu$  g/mL 至  $15\mu g/mL$  范围呈现良好的线性,线性相关系数 r=0.999393; 加标回收后率在 93.89%-97.12%之间;外标法计算维生素  $B_2$  在预混合饲料中的浓度为  $31848\mu g/g$ 。

#### 参考文献:

[1] GB/T 14701-2002 饲料中维生素 B2 的测定