微波消解-火焰原子吸收测焦炭中的铬

张绍辉, 王伟伟, 贾腾, 陈硕, 陈京祥

(海能未来技术集团股份有限公司, 山东 250104)

摘要:使用微波消解-火焰原子吸收测焦炭中的铬,试验结果表明:数据重复性良好,操作简便,满足检测需求。

关键词: 焦炭;铬

焦炭是固体燃料的一种,由煤在约 1000℃的高温条件下经干馏而获得,主要成分为固定碳,其次为灰分,所含挥发分和硫分均甚少。《SNT 4369-2015 进出口煤炭中砷、汞、铅、镉、铬、铍的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法》提供了微波消解的方法来消解煤炭类样品,与传统方法相比,微波消解具有酸雾污染小,回收率高,样品空白低等优点。有利于后续检测设备对样品中的金属元素快速准确测定。

1 仪器与试剂

1.1 仪器

新仪 TANK PLUS 微波消解仪,TK-20 赶酸器,火焰原子吸收分光光度计,铬空心阴极灯,分析天平(十万分之一)等。

1.2 试剂

硝酸(68%), 硫酸 (98%),高氯酸 (72%), 氢氟酸 (40%), 铬标准溶液 (1000μg/mL)

2 实验方法

2.1 微波消解

精确称取 5 组样品,质量为 0.1g(精确至 0.1mg),然后分别加入 3mL 硫酸、3mL 硝酸、1mL 高氯酸和 1mL 的氢氟酸,室温静置一段时间,待其反应完全后,则组装消解罐,按照如下设置参数进行消解,最高压力 3MPa 以内:

阶段	温度/℃	压力/MPa	升温时间/min	保温时间/min
1	150	2	8	2
2	180	3	3	2
3	220	3	6	30

2.2 赶酸定容

冷却后取出消解罐,在赶酸器上于 150℃赶酸至 1mL 左右。消解罐放冷后,将消化液


转移至 25mL 容量瓶中,用少量水洗涤消解罐 2 次~3 次,,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。

2.3 配制标准溶液

分别精密移取 0.0mL、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL 铬标准溶液置于 6 个 100mL 容量瓶中,用 1%的硝酸溶液稀释至刻度,得到每 1mL 溶液含铬分别为 0μg、1μg、2μg、3μg、4μg、5μg 的系列标准溶液。

2.4 标准曲线

波长 357.9nm, 光谱带宽 0.2nm, 滤波系数 0.3, 灯电流 4mA, 计算方式为连续法。



3 实验结果

样品名称		铬含量(μg/	平均值(μg/g)	RSD/%		
焦炭	27.35	26.17 28.26	25.73	27.69	27.04	3.91

焦炭样品中铬含量为 27.04 μg/g, 测量结果的 RSD 为 3.91%, 重复性较好。

4 注意事项

实验之前用离子风机处理内罐,减少因静电作用而吸附在罐壁上的样品。

参考文献:

[1] SNT 4369-2015 进出口煤炭中砷、汞、铅、镉、铬、铍的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法